

Application de l'immunofluorescence à la détermination de Rhynchosporium secalis sur semences d'orge

Bruno B. Mille

▶ To cite this version:

Bruno B. Mille. Application de l'immunofluorescence à la détermination de Rhynchosporium secalis sur semences d'orge. Agronomie, 1990, 10 (2), pp.115-120. hal-02715125

HAL Id: hal-02715125 https://hal.inrae.fr/hal-02715125

Submitted on 1 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Pathologie végétale

Application de l'immunofluorescence à la détermination de *Rhynchosporium secalis* sur semences d'orge

B Mille

INRA-SRIV (Service de recherches intégrées sur les productions végétales et la protection des plantes), La Verrière, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, France

(Recu le 13 juin 1989; accepté le 13 décembre 1989)

Résumé — Des antisérums ont été obtenus à partir de spores, de mycélium de *R secalis* et de l'une des toxines émises par le champignon quand il est cultivé sur milieu synthétique. En immunofluorescence indirecte (IF), ils réagissent plus ou moins spécifiquement avec l'agent de la rhynchosporiose de l'orge. La technique a été appliquée à un ensemble de lots de semences et les résultats comparés à ceux obtenus après semis en conditions naturelles : les deux méthodes donnent des résultats voisins. L'utilisation de l'IF pour la détermination des taux de contamination par l'agent pathogène paraît donc envisageable.

Rhynchosporium secalis / semence / analyse sanitaire / immunofluorescence

Summary — Use of fluorescence antibody technique to evaluate infection ratio by Rhynchosporium secalis on barley seeds. Antisera was prepared against spores, mycelium of R secalis and one of the toxins of the fungus produced on synthetic medium. In the indirect fluorescence antibody technique (IF), their dilution limits vary and they react more or less specifically with agents of barley scald disease: occasionally cross-reactions were revealed with other fungus which can be present on barley seeds. This technique was applied to many lots of seeds and results were compared to those obtained after sowing in natural conditions: similar results were obtained between the 2 methods. Use of IF to evaluate infection ratio by fungal pathogen appears possible.

Rhynchosporium secalis / seed / health testing / immunofluorescence

INTRODUCTION

La rhynchosporiose de l'orge à *Rhynchosporium* secalis (Oud) Davis est présente dans toutes les zones de culture de l'orge où elle fait régulièrement l'objet d'études. En France, bien que son incidence économique soit très variable suivant les années, elle tend à devenir l'une des maladies les plus préoccupantes de l'orge.

Certaines de ses caractéristiques épidémiologiques sont assez bien connues, notamment l'influence des résidus de cultures laissés sur le champ après les récoltes (Fowler et Owen, 1971; Stedman, 1980; Fitt *et al*, 1986a et b). D'autres aspects sont plus difficiles à préciser, principalement le rôle des semences en tant que source d'inoculum primaire (Shaner, 1981). Les 2 rai-

sons majeures sont la faculté très limitée du champignon à croître sur des milieux artificiels et l'absence de technique permettant son identification sur les grains d'orge. De ce fait, *R secalis* est le seul agent pathogène transmis par les semences d'orge qui ne soit pas révélé par les analyses sanitaires (Champion, 1982).

Les techniques immunologiques (immunofluorescence, Elisa) sont de plus en plus appliquées pour la détection des micro-organismes phytopathogènes, les bactéries en particulier, mais également les champignons du sol, de la rhizosphère, ou sur la plante elle-même (Hill et Gray, 1967; Marchant et Smith, 1968; Malajczuck et al, 1975). En revanche, elles sont rarement appliquées en tant que méthodes de mise en évidence des champignons sur les semences

116 B Mille

(OEPP/EPPO, 1987; Gleason et al, 1987), mais uniquement, et de façon très récente sur des organes végétaux, tels que des tubercules de pomme de terre (Hingand et al, 1983).

Nous avons essayé d'évaluer si ce type de technique peut convenir à la révélation de l'agent de la rhynchosporiose de l'orge sur les semences et de vérifier, notamment, qu'il est possible d'obtenir des antisérums suffisamment spécifiques du champignon.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Obtention des immunogènes

Nous avons utilisé 3 sources d'antigènes pour l'obtention d'immunsérums : les spores, le mycélium et une des toxines émises par le champignon quand il croît sur un milieu artificiel (Auriol *et al.*, 1978).

Les spores

Elles sont produites par culture du champignon (20 °C, lumière naturelle) sur milieu solide «Lima bean» (23 g de farine de Lima bean Difco + 12 g de gélose par litre d'eau permutée) (Pauvert, communication personnelle) ou «orge» (25 g de farine d'orge variété Jaidor + 12 g gélose par litre d'eau permutée). La sporulation est abondante sur ces deux milieux entre le 10° et le 20° jour et les spores facilement récoltées par lavage des milieux avec de l'eau permutée stérile. La suspension obtenue est filtrée, centrifugée (10 000 g, 30 min) et ajustée à 15 x 10° spores mL⁻¹.

Le mycélium

Il est cultivé sur un milieu liquide Czapeck (Rapilly, 1968) enrichi de 20 g de glucose par litre de milieu (1 litre de milieu par récipient Erlen Meyer de 2 litres) agité par un flux d'air stérile (filtre Millipore Sterivex-GS de porosité 0,22 μm) injecté par un compresseur (500 cm³/min par litre de milieu). L'ensemble flacons, filtres et compresseur est disposé dans l'enceinte stérile d'une hotte à flux laminaire. Chaque flacon est ensemencé avec 5 rondelles (5 mm de diamètre) prélevées dans des cultures de R secalis (milieu solide gélosemalt ; 10 g de cristo malt Difal en poudre par litre d'eau permutée stérile) âgées de 4 semaines. De cette façon, on obtient 10 à 16 g de mycélium (poids frais) retenu et lavé à l'eau permutée stérile sur filtre de verre fritté (porosité comprise entre 90 et 150 μm). Ce lavage permet d'éliminer le milieu de culture et la presque-totalité des spores présentes au sein du mycélium. Pour l'injection, ce dernier est préalablement mis en suspension (passage au Poter, 3 g de mycélium/mL d'eau permutée stérile).

La toxine

Celle utilisée (rhynchosporoside), de nature glycoprotéique, est présente dans les filtrats de culture de R secalis. Elle a été isolée et purifiée par Mazars (Mazars et al, 1987) pour obtenir une solution titrant 0,5 mg/mL de protéines solubles dans l'eau (dosage par la méthode Bradford, 1976).

Production des immunsérums

Quelle que soit la forme antigénique (spore, mycélium ou rhynchosporoside), l'immunisation des lapins (âgés de 4 mois) est réalisée selon un protocole qui comprend 3 injections (L'Haridon, communication personnelle).

Pour la première injection, intradermique multisites, l'antigène est mélangé à l'adjuvant complet de Freund (1 mL de suspension d'antigène + 1,2 mL d'adjuvant) (Vaitukatis, 1981). La deuxième, 3 semaines plus tard, est intramusculaire dans le rable en 4 sites (1 mL de suspension d'antigène + 1,2 mL d'adjuvant incomplet de Freund). La troisième, par voie intraveineuse, est réalisée la 6° semaine (1 mL de suspension d'antigène dans l'eau physiologique).

Deux prélèvements sanguins sont effectués, le premier (sérum témoin) avant immunisation, le second 8 jours après la troisième injection. Après formation du caillot, les sérums sont centrifugés et les surnageants conservés au congélateur à –20 °C.

Technique de caractérisation par immunofluorescence

La technique d'immunofluorescence indirecte (Faure et al, 1977) a été utilisée. Les lames de verre (Microprint - comportant 10 puits) sont dégraissées à l'éthanol, puis passées dans une flamme 3 ou 4 fois juste avant leur utilisation. Le matériel à analyser (suspension de spores ou de mycélium, broyat végétal) est déposé dans les puits des lames (20 µL/puits) puis séché (40 °C, 45 min) et fixé à l'éthanol à 95° (40 °C, 15 min). Le sérum anti-Rhynchosporium est dilué dans une eau physiologique tamponnée (0,01 M PO₄; pH 7,2) additionnée de Tween 20 (0,05%) avant d'être mis en contact avec les dépôts secs (20 μL/puits) pendant 30 min (enceinte humide à 37 °C). Les réactions antigène-anticorps sont révélées au moyen d'un conjugué fluorescent (Biosys) dilué au 1/200 dans la même solution que pour le sérum de lapin (enceinte humide à 37 °C pendant 30 min). Enfin, la préparation est montée dans la glycérine tamponnée (0,1 M PO₄; pH 7,6).

Titres des immunsérums

Les titres des sérums sont évalués par la technique d'immunofluorescence indirecte précédemment décrite. La suspension de spores est préparée de la même façon que pour l'immunisation des lapins et le mycélium obtenu par broyage de nécroses foliaires dans de l'eau distillée. Des dilutions des antisérums comprises entre 1/1 et 1/50 000 sont éprouvées. Les résultats sont comparés à ceux obtenus avec les sérums témoins prélevés avant immunisation. La dilution limite est celle au-delà de laquelle la fluorescence du champignon n'est plus observable.

Réactions croisées avec d'autres champignons

Les champignons présents sur les semences d'orge [Alternaria spp, Penicillium spp, Epicoccum nigrum Link, Trichoderma spp, Fusarium roseum var graminearum (Schwabe) SN et H, Helminthosporium gramineum (RAB) et Helminthosporium teres (SACC)] sont isolés et conservés par repiquages sur milieux nutritifs artificiels. La technique d'immunofluorescence est appliquée au mycélium et aux spores de ces champignons afin de déterminer leurs éventuelles affinités avec les différents immunsérums. Une seule dilution est alors utilisée pour chaque type de sérum, correspondant à une concentration double de celle de la dilution limite définie en présence des spores de R secalis, de façon à conduire le travail dans des conditions de concentrations d'anticorps spécifiques similaires.

Application de la technique d'immunofluorescence aux semences d'orge

Les lots de semences récoltées en 1988 proviennent du domaine de La Verrière et de producteurs privés. Ils présentaient tous des grains tachés. Certaines nécroses sont caractéristiques d'un champignon déterminé (tache semblable à celle observable sur feuille pour *R secalis*, taches brunes longitudinales pour *Fusarium roseum*), d'autres non. Suivant les lots, les taches de rhynchosporiose sont soit bien développées, caractéristiques et parfaitement identifiables, soit, dans la majorité des cas, très petites et atypiques, notamment dans les échantillons peu contaminés et leur reconnaissance est alors très difficile ou impossible.

Un échantillon de 100 grains est prélevé dans chaque lot de semences et subit un traitement destiné à éliminer le tégument et les réserves du grain (technique utilisée dans la méthode de détermination des taux de contamination par le charbon nu (Rennie, 1982); ils sont laissés 24 h dans une solution de soude (100 g de soude par litre d'eau). L'ensemble est ensuite versé sur un tamis à mailles larges (4 mm) et lavé sous un filet d'eau pour éliminer, notamment, les embryons laissés intacts par le traitement. Seules les

glumes sont retenues dans le tamis. Chacune d'elle est broyée individuellement dans 200 μL d'eau permutée dans un mortier; 20 μL du broyat est déposé dans une alvéole de la lame Microprint.

Certains de ces lots ont ensuite été semés au champ suivant un dispositif de 4 blocs de parcelles (10 m²) randomisées. A la sortie de l'hiver, 500 plantules sont prélevées (stade «4 feuilles») dans chaque parcelle, de façon à déterminer les taux de feuilles cotylédonaires contaminées par *R secalis* et vérifier la correspondance entre le résultat d'analyse par immuno fluorescence et les taux effectifs de contamination en conditions naturelles.

RÉSULTATS

Dilutions limites des immunsérums

En présence de spores de R secalis (tableau I)

C'est avec l'injection de spores uniquement que nous obtenons la valeur la plus élevée (1/20 000). Les immunsérums obtenus avec le mycélium seul ou avec les autres formes antigéniques présentent des titres intermédiaires, et l'injection de toxine donne lieu à un résultat faible.

En présence de mycélium de R secalis

Le classement des immunsérums en fonction de leurs dilutions limites reste sensiblement le même qu'avec les spores. Les 2 immunsérums obtenus avec des purifications de spores ou de mycélium ont les valeurs les plus fortes (1/20 000). Ceux obtenus à la fois avec du mycélium et des spores sont moyens et les immunsérums faisant intervenir la toxine sont les plus faibles.

Tableau I. Dilutions limites des immunsérums en présence de spores et de mycélium *R secalis*. * Sérum prélevé avant immunisation.

Dénomination du sérum		Antigènes injectés	Dilution limite du sérum en présence de		
	1	2	3	Spores	Mycélium
Témoin *	_	_	_	1/2	1/10
SSS	Spores	Spores	Spores	1/2000	1/20 000
mmm	Mycélium	Mycélium	Mycélium	1/500	1/10 000
ttt	Toxine	Ťoxine	Ťoxine	1/50	1/500
ssm	Spores	Spores	Mycélium	1/250	1/2 000
mms	Mycélium	Mycélium	Spores	1/500	1/2 000
mmt	Mycélium	Mycélium	Toxine	1/250	1/500

118 B Mille

Spécificité des immunsérums

Quand on confronte les divers immunsérums obtenus à d'autres champignons que *R* secalis, leurs spécificités s'avèrent différentes (Tableau II).

Les sérums élaborés à partir d'un antigène unique (sss, mmm et ttt) s'avèrent relativement peu spécifiques. Celui correspondant à la toxine (ttt) réagit avec presque tous les champignons, quelle que soit leur forme (spores ou mycélium), et plus particulièrement avec les mycéliums d'Alternaria spp, de Trichoderma viride et de Helminthosporium teres. Ceux résultant d'immunisation avec des spores (sss) ou du mycélium (mmm) sont assez équivalents quant à leur niveau de spécificité, mais différents par les champignons avec lesquels ils présentent des réactions.

Le premier sérum (sss) donne lieu à une fluorescence avec les 2 formes de Helminthosporium gramineum, ainsi qu'avec les spores de Penicillium spp et le deuxième (mmm) avec le mycélium de Fusarium graminearum et les spores d'Alternaria spp. Les sérums sss et mmm présentent également des réactions croisées avec le mycélium de Penicillium spp et Trichoderma viride, et avec les spores d'Epicoccum nigrum, de H teres et de T viride.

Quand, pour la troisième injection de l'immunisation, le mycélium est remplacé par des spores et inversement (sérums ssm et mms), la spécificité est améliorée. Comparé au sérum sss, le sérum ssm ne présente plus de réaction avec les spores et mycélium de *H gramineum*, ainsi qu'avec les spores de *Penicillium spp* et de *Trichoderma viride*. De même, par rapport au sérum mmm, mms ne donne plus lieu à un résultat positif en présence de spores de *Penicillium spp* et de *T viride*, ainsi qu'avec le mycélium de *F graminearum*. Toutefois, il se révèle non spécifique vis-à-vis du mycélium de *H gramineum*.

Le sérum mmt semble intermédiaire entre mmm et ttt. Il est beaucoup plus spécifique de *R secalis* que celui résultant d'injections de toxine uniquement, mais bien moins que mmm. Une fluorescence est notamment observée en présence de *H gramineum*, de spores de *T viride* et de *F graminearum*, et du mycélium d'*E nigrum* et de *H teres*.

On peut présenter les immunsérums par ordre de spécificité croissante suivant la nature des antigènes successivement utilisés lors des différents protocoles d'immunisation :

- 1) toxine toxine toxine (ttt);
- -2) mycélium mycélium toxine (mmt);
- -3) spores spores spores (sss);
- 4) mycélium mycélium mycélium (mmm);

Tableau II. Réactions croisées des immunsérums avec divers champignons en immunofluorescence. Sérum témoin prélevé avant immunisation; s = spores; m = mycélium; t = toxine; +, ++, +++ = réaction fluorescente à très fluorescente; - = absence de fluorescence.

Sérums		ttt	mmt	SSS	mmm	mms	ssm	Témoin
Dilutions des immunsérums		1/25	1/125	1/1000	1/250	1/250	1/125	1
R secalis (Témoin)	s m	+++ +++	+++ ++	+++	+++	+++	+++	+
H teres	s m	 +++	- +	– ±	_ ±	– ±	- +	- +
H gramineum	s m	++ ±	+ ±	++	<u>-</u> -	- +	- -	- +
F graminearum	s m	- +	± -	- -	_ ±		- -	- +
Penicillium spp	s m	± ±	± -	++	± -	_ _	- -	+ +
E nigrum	s m	- +	- ++	_ ±	_ ±	- ++	_ ±	- +
Alternaria spp	s m	+ +++	+	<u>-</u>	± -	± -	- -	 +
T viride	s m	± +++	++ ++	+ ±	± ++	- ++	- +	++

- 5) mycélium -- mycélium -- spores (mms);
- 6) spores spores mycélium (ssm).

Le dernier sérum, bien que le plus spécifique de *R secalis*, présente encore des réactions croisées avec le mycélium de *H teres, Trichoderma spp* et *E nigrum*, bien qu'elles soient très atténuées comparées au témoin (mycélium de *R secalis*).

Analyse immunologique de lots d'orge d'hiver

Pour l'analyse immunologique des lots de grains, nous avons choisi le sérum le plus spécifique de *R secalis* (ssm). Quelques rares spores ont été observées (jamais plus de 3 spores par puits), mais la présence du mycélium fluorescent est constatée.

La technique d'immunofluorescence permet donc effectivement de révéler que les taches atypiques sont bien dues à la présence de *R secalis*, du moins dans le cas de lots récoltés en 1988. Les taux de contamination par la rhynchosporiose sont élevés, entre 5 et 34% (tableau III).

L'observation des plantules après semis de ces lots en conditions naturelles permet de vérifier la relation entre les résultats de l'analyse en immunofluorescence et le pourcentage de feuilles cotylédonaires atteintes par *R secalis*. Les valeurs obtenues pour les deux types d'observa-

Tableau III. Relation entre grains estimés contaminés par l'analyse en immunofluorescence et feuilles cotylédonaires nécrosées. (La Verrière, notations en janvier et février 1989). ¹ Résultats de l'analyse par immunofluorescence de 100 grains; ² Résultats d'observations de 500 feuilles cotylédonaires (exprimés en pourcentage); — = levée insuffisante ou notation non faite.

Variété	Contaminations des lots de semences 1	Feuilles cotylédonaires contaminées ²
Jaidor	34,0	35,8
Alpha	30,8	24,9
Protidor	27,0	30,1
Jaidor	25,5	_
Metro	25,8	21,8
Panda	13,5	17,3
Fedora	12,4	12,5
Barberousse	9,8	12,2
Antarès	8,6	10,8
Viva lot 1	8,1	_
Viva lot 2	7,4	-
Plaisant	6,5	_
Thibaut	6,2	9,2
Nymphe	6,0	
Clerix	5,6	-

tions ne sont pas statistiquement différentes (test de comparaison de couples de moyennes par calcul de l'écart réduit). Les pourcentages sont dans la majorité des cas très proches, l'écart le plus important (5,9%) concerne la variété Alpha. Pour les autres lots, la différence ne dépasse pas 4%.

CONCLUSIONS

Les sérums anti-*R* secalis sont utilisables pour observer le mycélium et les spores du champignon en immunofluorescence et la méthode d'analyse immunologique constitue un outil adapté à la détermination des taux de contamination des lots de semences par *R* secalis.

L'amélioration de la spécificité des sérums par immunisations complexes (différentes formes antigéniques injectées au cours d'un même protocole) est importante. Ces protocoles sont très simples (3 injections de quantités relativement faibles du champignon) et rapides (entre 7 et 10 semaines). Dans le cas de R secalis, l'injection successive de spores par pigûres intradermiques multisites, suivie à 3 semaines d'une injection intramusculaire de spores puis, à 6 semaines d'une injection intraveineuse de mycélium, donne lieu à l'élimination de la majeure partie des réactions croisées (avec Penicillium spp, Helminthosporium gramineum, Trichoderma viride) obtenues en injectant uniquement des spores ou du mycélium.

Enfin, le sérum obtenu avec la toxine seule (ttt) donne lieu à des résultats très surprenants puisqu'il s'avère être le moins spécifique, alors que la glycoprotéine est totalement liée à la croissance mycélienne de *R secalis* sur milieu artificiel, sans qu'on puisse émettre d'hypothèse explicative particulière.

DISCUSSION

Les techniques immunologiques peuvent être envisagées en analyse de routine car elles ne sont pas plus contraignantes, par exemple, qu'une analyse des taux de contamination par le charbon nu (Rennie, 1982), pour laquelle une préparation est également nécessaire, et pour laquelle l'observation se fait embryon par embryon. Les 2 analyses peuvent même être menées de front, la préparation des grains, la séparation des embryons des glumes et l'élimination de l'albumen, pouvant être commune. La méthodologie du test d'analyse définitif peut être améliorée, après une étude biométrique, notamment sur la prise d'échantillon, et la conduite des

120 B Mille

notations. Ce travail peut également être poursuivi en utilisant la technique Elisa pour donner lieu à l'élaboration d'une méthode de routine applicable à l'analyse d'un grand nombre d'échantillons et éviter l'observation au microscope.

Son application en tant qu'analyse sanitaire intéresse les multiplicateurs de semences, notamment en cas de litige avec l'agriculteur (développement important de la rhynchosporiose en culture). Il est également possible, dans le cas où les taux de contamination sont importants, d'envisager un traitement des semences dont l'intérêt a déjà été évoqué (Mille, 1987).

Ce travail constitue une première approche des séquences d'immunisations complexes, alors qu'en général les auteurs (Hingand *et al*, 1983 ; Malajczuk *et al*, 1975; Gleason *et al*, 1987) n'utilisent qu'une seule forme antigénique. Toutefois, l'intérêt de cette innovation doit être confirmé : chaque protocole d'immunisation n'a été appliqué qu'à un seul lapin et les résultats devront être validés lors d'un travail comportant des répétitions pour vérifier que les différences de spécificité des sérums sont liés aux séquences d'injections.

REMERCIEMENTS

L'auteur remercie plus particulièrement Mme C Vergnet et M. L'Haridon pour leur aide et leurs conseils, ainsi que M. Mazars pour la fourniture de la rhynchosporoside.

RÉFÉRENCES

- Auriol P, Strobel G, Beltran JP, Gray G (1978) Rhynchosporoside, a host selective toxin produced by Rhynchosporium secalis, the causal agent of scald disease of barley. Proc Natl Acad Sci USA 75, 4 339-4 343
- Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principe of protein-dye binding. *Anal Biochem* 72, 248-254
- Champion R (1982) Les techniques de lutte. Les ennemis à combattre. Colloque sur le traitement des semences de céréales à paille. 27 avril 1982, 30-32
- Faure M, Dupouey P, Morelec MJ (1977) La fixation de l'antigène. La pénétration des anticorps marqués dans le matériel antigénique. L'immunofluorescence

- en milieu liquide et les réactions sur les cellules et les germes vivants. In : Les Techniques de l'immunofluorescence et les réactions immuno-enzymatiques. «Cours de l'Institut Pasteur» Maloine 57-65
- Fitt BDL, Creighton NF, Lacey ME, McCartney HA (1986a) Effects of rainfall intensity and duration on dispersal of Rhynchosporium secalis conidia from infected barley leaves. Trans Br Mycol Soc 86, 4, 611-618
- Fitt BDL, Walklate PJ, McCartney HA, Bainbridge A, Creighton NF, Hirst JM, Lacey JM, Legg BJ (1986b) A rain tower and wind tunnel for studying the dispersal of plant pathogens by rain and wind. *Ann Appl Biol* 109, 3, 661-671
- Fowler AM, Owen H (1971) Studies on leaf blotch of barley (Rhynchosporium secalis). Trans Br Mycol Soc 56, 1, 137-152
- Gleason ML, Ghabrial SA, Ferriss RS (1987) Serological detection of *Phomopsis longicolla* in soybean seeds. *Phytopathology* 77, 2, 371-375
- Hill IR, Gray TRG (1967) Application of the fluorescent antibody technique to an ecological study of bacteria in soil. *J Bacteriol* 93, 6, 1888-1896
- Hingand L, Le Coz S, Kerlan C, Jouan B (1983) Application de l'immunofluorescence à la détection de *Phoma exigua* var *foveata*, agent de la gangrène de la pomme de terre. *Agronomie* 3, 1, 51-56
- Malajczuk N, McComb AJ, Parker CA (1975) An immunofluorescence technique for detecting *Phytophthora cinnamomi* rands. *Aust J Bot* 23, 289-309
- Marchant R, Smith DG (1968) A serological investigation of hyphal growth in *Fusarium culmorum*. *Arch Mikrobiol* 63, 85-94
- Mazars C, Rossignol M, Auriol P (1987) Purification par HPLC de glycoprotéines phytotoxiques produites par *Rhynchosporium secalis* (Oud) Davis. *Bio-Sciences* 6, 3, 63-68
- Mille B (1987) La rhynchosporiose de l'orge : possibilité de transmission par la semence ? *Phytoma* 391, 31-34
- OEPP/EPPO (1987) Detection and characterization of pathogenic and symbiotic viruses, bacteria. MLOs and fungi by immunological and biochemical methods. *Bull* OEPP/EPPO 17, 299-319
- Rapilly F (1968) Les techniques de mycologie en pathologie végétale. *Ann Epiphyties* 19
- Rennie WJ (1982) Barley loose smut (Ustilago nuda (Jens) Rostr). In: ISTA Handbook Health Testing, working sheet, 25
- Shaner G (1981) Effect of environment of fungal leaf blights of small grains. *Ann Rev Phytopathol* 19, 273-296
- Stedman OJ (1980) Observations on the production and dispersal of spores and infection by *Rhyncho*sporium secalis. Ann Appl Biol 163-175
- Vaitukatis JL (1981) Production of antisera with small doses of immunogen: multiple intradermal injections. Methods Enzymol 73, 46-52